

Микропипетки для хэтчинга (Hatching)





Микропипетка для хэтчинга используется для механической надрезания блестящей оболочки эмбрионов и бластоцист путем частичной диссекции (механический хэтчинг).


Изготовлены из боросиликатного стекла (внешний диаметр 1,2 мм), общая длина 5,5 см, угол наклона плеча 20°-45°, длина плеча 1,0 мм с коротким (S) или длинным (L) тонким острым концом. Микропипетки доступны как прямые, так и с наклоненным плечом.

Идентификационный цвет

Розовый



PINK



Bending angle



угол наклона

Straight



прямая

С коротким тонким конусообразным концом

Каталожный номер	Код	Угол наклона	Конец	Шт/уп.
003-20-S	003	20°	короткий	20
003-30-S	003	30°	короткий	20
003-35-S	003	35°	короткий	20
003-S	003	прямая	короткий	20

С длинным тонким конусообразным концом

Каталожный номер	Код	Угол наклона	Конец	Шт/уп.
003-20-L	003	20°	длинный	20
003-30-L	003	30°	длинный	20
003-35-L	003	35°	длинный	20
003-L	003	прямая	длинный	20